



Discreet ontwerp.

Gebruiksvriendelijk handvat voor goede grip en non-touch techniek.

Kleefstrip op achterzijde voor eenvoudig ophangen.

Directe activering: wordt geleverd met steriele zoutoplossing; even knippen en het is klaar voor gebruik.

Openingslabel.

De buitenverpakking dient na gebruik tevens als een hygiënisch en discreet afvalzakje.

Niet geproduceerd met pvc, ftalaten of latex.

Gladde katheterogen.¹²



LoFric katheters zijn gecoat met de unieke Urotonic™ Surface Technology. Dit zorgt ervoor dat de katheter glad en veilig blijft, zowel tijdens het inbrengen als het verwijderen.^{3,4}

Productomschrijving

LoFric® Sense™, hydrofiele urine-katheter voor eenmalig gebruik met zoutoplossing voor activatie, bedoeld voor intermitterende katheterisatie via de plasbuis.

Sterilisatie en houdbaarheid

Gesteriliseerd door middel van straling. Gebruiken voor de vervaldatum op de verpakking.

Verpakking

30 katheters per klantenverpakking. 4 klantenverpakkingen per verzendoos. 5 katheters per proefpakket.

Samenstelling van het materiaal

Hydrofiele oppervlaktecoating: Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Katheter: Elastomeer op polyolefinebasis (POBE).

Watersachet: Laminaatfolie van polyethyleentereftalaat (PET), aluminium en polyethyleen (PE). Steriel water met natriumchloride (NaCl).

Primair verpakkingsmateriaal: Laminaatfolie van polyethyleentereftalaat (PET) en polyethyleen (PE).

Productassortiment

Referentie	Type	Lengte	Grootte
416 08 65	LoFric® Sense™ Nelaton (Vrouw)	15 cm	CH 08
416 10 65	LoFric® Sense™ Nelaton (Vrouw)	15 cm	CH 10
416 12 65	LoFric® Sense™ Nelaton (Vrouw)	15 cm	CH 12
416 14 65	LoFric® Sense™ Nelaton (Vrouw)	15 cm	CH 14
416 08 05	LoFric® Sense™ Nelaton (Vrouw)	15 cm	CH 08 Proefpakket
416 10 05	LoFric® Sense™ Nelaton (Vrouw)	15 cm	CH 10 Proefpakket
416 12 05	LoFric® Sense™ Nelaton (Vrouw)	15 cm	CH 12 Proefpakket
416 14 05	LoFric® Sense™ Nelaton (Vrouw)	15 cm	CH 14 Proefpakket

De effectieve lengte is 10 cm. Effectieve lengte: lengte van de katheter die in de plasbuis kan worden ingebracht.



Gebruiksvriendelijke klantenverpakking.



Proefpakket, 5 katheters.



LoFric® Sense™

Referenties

1. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
2. Newman et al., Springer, 2018
3. Waller et al., Spinal Cord, 1997
4. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988

Wellspect ontwikkelt innovatieve oplossingen voor continentiezorg die de kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met blaas- en darmproblemen. We inspireren onze gebruikers om zelfvertrouwen op te bouwen, evenals een goede gezondheid en welzijn. De productmerken LoFric® en Navina™ zijn al 40 jaar toonaangevend in de sector. Wellspect streeft ernaar de impact van haar producten op het milieu te minimaliseren en streeft er gepassioneerd naar klimaatneutraal te worden. Er wordt met gebruikers en zorgverleners samengewerkt om klinische resultaten op een duurzame manier te verbeteren; nu en voor de toekomst.

Wellspect. A Real Difference.

Voor meer informatie over onze producten en diensten bezoekt u [wellspect.nl](https://www.wellspect.nl).

Praat mee op LinkedIn, Facebook en Instagram.

wellspect.nl

Wellspect HealthCare, Signaalrood 55, 2718 SG Zoetermeer, Nederland.
Tel: 079 360 19 50. www.wellspect.nl

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only